

**VULNAMIN® GEL****SCHEMA TECNICA**

<b>DESCRIZIONE</b>	Medicazione interattiva a base di sodio ialuronato e aminoacidi costitutivi del collagene finalizzata a favorire la formazione di tessuto di granulazione e la rigenerazione tissutale grazie alla modulazione del processo infiammatorio ed alla attivazione dei fibroblasti, con neoproduzione di collagene.
<b>CLASSE DI APPARTENENZA</b>	Medical Device di classe II b – CND M04040502 - n. repertorio 1198797/R – REF 910
<b>MARCHIO CE</b>	CE 0373– Ente Certificatore: Istituto Superiore di Sanità certificato n. QCT-0012-15
<b>COMPOSIZIONE</b>	Glicina: 2,0% L-Prolina: 1,5% L-Leucina: 0,30% L-Lisina: 0,20% Sodio Ialuronato: 2,0% Acqua depurata: 88,67% Eccipienti: 5,33%
<b>CONFEZIONE</b>	Tube da 50 g
<b>MECCANISMO D'AZIONE</b>	Vulnamin® in formulazione gel esplica un effetto di idrolisi del tessuto necrotico fino allo stato di detersione permettendo alla miscela di sodio ialuronato e aminoacidi di esplicare l'effetto di induzione del tessuto di granulazione. Vulnamin® stimola la neoangiogenesi, anche in aree difficili e riduce l'infiltrato infiammatorio. Infatti favorisce l'espressione di e-NOS (monossido di azoto sintetasi endoteliale) e TGFβ1 (Transforming Growth Factor) che induce una modulazione delle iNOS (monossido di azoto sintetasi inducibile) con conseguente riduzione dell'infiltrato infiammatorio. Al contempo TGFβ1 stimola i fibroblasti a produrre collagene.
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Trattamento delle ulcere cutanee di varia origine, con rallentamento della cicatrizzazione, anche con presenza di tessuto necrotico. Lesioni con essudato medio o scarso, sia deterse sia colonizzate, siano esse piane o cavitare. Non utilizzare su infezione franca. Nelle lesioni colonizzate è efficace se abbinato ad una medicazione secondaria antibatterica.
<b>MODALITÀ D'USO</b>	Lavare e detergere la lesione. <i>Lesioni deterse asciutte:</i> stendere un velo sottile, utilizzando medicazioni secondarie occlusive o semiocclusive. <i>Lesioni necrotiche:</i> impiegare una quantità congrua a favorire i fenomeni di autolisi. La frequenza di medicazione varia fra 2 e 3 alla settimana.
<b>FABBRICANTE</b>	Professional Dietetics – Milano
<b>CONCESSIONARIO DI VENDITA</b>	Errekappa Euroterapici S.p.A. - Milano
<b>VALIDITÀ</b>	3 anni (a confezione integra)